

Anti-Cd25 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01589

Artikelnummer: CM0005066



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD25 (IL2RA), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Immuntoleranz, regulatorischer T-Zell-Biologie und Interleukin-2-Signalgebung. Rekombinantes Immunogen, Molekulargewicht 31 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD25 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Spezies	Mensch
GenID	3559
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-213 von humanem CD25 (NP_000408.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01589
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel