

Anti-Cd25 Kaninchen Polyklonaler Antikörper - P01589

Artikelnummer: CM0028399



Einführung

Hochwertiger Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes CD25 (IL-2-Rezeptor-Alpha). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, FC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Immuntoleranz und Treg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3559
GeneID	3559
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von humanem CD25 entspricht (NP_000408.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01589
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel