


Anti-Cd252 (Ox40 Ligand) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - P43488

Artikelnummer: CM0012493



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD252 (OX40 Ligand), der Aminosäuren 51-198 zielt. Validiert für IF/ICC, FC und ELISA. Geeignet für Studien zur T-Zell-Kostimulation. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD252 (OX40 Ligand) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	7292
GenID	22164
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P43488
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel