


## Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - O14763

Artikelnummer: CM0004962



### Einführung

Hochleistungsfähiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für den menschlichen Todesrezeptor 5 (DR5, TRAILR2, CD262). Optimiert für Durchflusszytometrie und ELISA, unterstützt Apoptose- und Onkologieforschung. O14763.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD262/DR5/TRAILR2 Kaninchen mAb                                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; TNF-Rezeptor-Superfamilienmitglied 10b; CD262/DR5/TRAILR2 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 8795                                                                                                                                                              |
| GenID             | 8795                                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 56-182 von menschlichem CD262/DR5/TRAILR2 entspricht (NP_003833.4).                   |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                            |
| Anwendung         | FC, ELISA                                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                            |
| SWISS             | O14763                                                                                                                                                            |
| Proteinmasse      | 12 kDa/45 kDa/47 kDa                                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                         |