


Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O14763

Artikelnummer: CM0008042



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD262/DR5/TRAILR2, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den TRAIL-Rezeptor 2, einen Schlüsselmediator der Apoptose, der in Tumorzelllinien weit verbreitet exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD262/DR5/TRAILR2 mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 10b
Spezies	Human
GeneID	8795 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 56-182 von humanem CD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14763
Proteingewicht	12kDa/45kDa/47kDa
Versand	Eisbeutel