

Anti-Cd26/Dpp4 (Dppiv) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27487

Artikelnummer: CM0007734



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD26/DPP4 (DPPIV, ADCP2). Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für T-Zell-Aktivierungsstudien und MERS-CoV-Rezeptorforschung. UniProt P27487.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD26/DPP4 mAk
Bemerkungen/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1803
GenID	1803
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-766 von humanem CD26/DPP4 (NP_001926.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27487
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel