

Anti-Cd26/Dpp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27487

Artikelnummer: CM0020984



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD26/DPP4, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für die Forschung zu T-Zell-Aktivierung und Dipeptidylpeptidase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD26/DPP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1803
GenID	1803
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 29-766 von humanem CD26/DPP4 (NP_001926.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P27487
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel