

Anti-Cd26/Dpp4 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P27487

Artikelnummer: CM0010386



Einführung

CD26/DPP4 Kaninchenmonoklonaler Antikörper detektiert endogenes humanes DPP4, einen kostimulatorischen Rezeptor für T-Zellaktivierung und Serinprotease, geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD26/DPP4 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1803
Gen-ID	1803
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 667-766 von menschlichem CD26/DPP4 (P27487) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P27487
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel