

Anti-Cd26/Dpp4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Fc, Elisa - P27487

Artikelnummer: CM0006933



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD26/DPP4 (DPP4), validiert für WB, IP, FC, ELISA. Erkennt das 88kDa-Protein und eignet sich für Studien zur T-Zell-Aktivierung, Proteasen und viralen Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD26/DPP4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Spezies	Human
Gen-ID	1803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-766 von humanem CD26/DPP4 (NP_001926.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P27487
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel