

Anti-Cd26/Dpp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27487

Artikelnummer: CM0013006



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD26/DPP4. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für T-Zell-Aktivierungs- und Dipeptidyl-Peptidase-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD26/DPP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Spezies	Human
GeneID (Human)	1803
GeneID	1803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-766 von humanem CD26/DPP4 (NP_001926.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27487
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche