

Anti-Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P26842

Artikelnummer: CM0003832



Einführung

CD27 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-CD27, einen 29 kDa-TNF-Rezeptor, der an der T-Zell-Kostimulation beteiligt ist. Geeignet für immunologische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD27 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliaße	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	939
Gen-ID	939
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CD27 (P26842) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P26842
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel