

Anti-Cd27 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26842

Artikelnummer: CM0018396



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-CD27-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, zum Nachweis von humanem CD27 (~29 kDa) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Immun-Checkpoint- und T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD27-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	939
GeneID	939
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P26842
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku