

Anti-Cd27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26842

Artikelnummer: CM0022505



Einführung

Kaninchen-polyklonaler CD27-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA an Mensch, Maus, Ratte. Ziel ist das CD27-Antigen (TNFRSF7), ein kostimulatorischer Immun-Checkpoint-Rezeptor, der an der T-Zell-Aktivierung und dem Gedächtnis beteiligt ist. Rekombinantes Protein-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	939
Gen-ID	939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-191 von menschlichem CD27 (NP_001233.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26842
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel