

Anti-Cd271 (P75Ntr) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für IHC-P Und Elisa - Q9Z0W1

Artikelnummer: CM0021374

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD271 der Maus (p75NTR, TNFRSF16), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit dem humanen Protein. Geeignet für die Forschung in den Bereichen Neurobiologie, Apoptose und Eintritt des Tollwutvirus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD271-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p75; LNGFR; p75NTR; p75NGFR; Tnfrsf16
Art	Maus
GeneID (Mensch)	4804
GeneID	18053
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-254 des murinen CD271 (NP_150086.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Z0W1
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku