

Anti-Cd271 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P08138

Artikelnummer: CM0020503



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes CD271/p75NTR für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Dieser Antikörper detektiert den niedrigaffinen Neurotrophin-Rezeptor p75NTR, einen wichtigen Regulator der neuronalen Entwicklung, Apoptose und des zirkadianen Rhythmus. Ideal für die Neurowissenschaften und die Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD271 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Spezies	Human
GeneID (Human)	4804
GeneID	4804
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 330-427 von humanem CD271 entspricht (NP_002498.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08138
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel