

Anti-Cd272/Btla Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q7Tsa3

Artikelnummer: CM0008732



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD272/BTLA, konjugiert mit . Validiert für die Durchflusszytometrie (FC) zur Analyse der CD272/BTLA-Expression in murinen Lymphozyten. Für Forschungsanwendungen bei Studien zur Signalübertragung inhibitorischer Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD272/BTLA mAb
Bemerkungen/Alias	A630002H24
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	151888
GenID	208154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-176 von Maus-CD272/BTLA (NP_001032808.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7TSA3
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel