

Anti-Cd272/Btla Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q7Tsa3

Artikelnummer: CM0006782



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-CD272/BTLA, einen hemmenden Rezeptor auf Lymphozyten. Validiert für WB, IF/ICC, FC und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Immun-Checkpoint-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD272/BTLA Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	A630002H24; CD272/BTLA
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	151888
GenID	208154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-176 von Maus-CD272/BTLA (NP_001032808.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mus
SWISS	Q7TSA3
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel