


Anti-Cd274 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ep73

Artikelnummer: CM0020182



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD274/PD-L1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Immuncheckpoints und Tumorimmunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CD274 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	29126
GenID	60533
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9EP73
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel