

Anti-Cd275 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Jhj8

Artikelnummer: CM0019528

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CD275 (ICOS-Ligand), kreuzreaktiv mit Maus. Validiert für WB und ELISA. Unterstützt Forschung in Immunregulation, T-Zellbiologie und Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD275 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	B7h; GI50; GL50; B7-H2; LICOS; B7RP-1; GL50-B; ICOS-L; Icoslg; Ly115l; mKIAA0653; CD275
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	50723
GeneID	50723
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 47-270 von menschlichem CD275 enthält. (NP_056605.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9JHJ8
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel