

Anti-Cd275 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - O75144

Artikelnummer: CM0020879



Einführung

Anti-CD275 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (ICOSL, B7-H2), validiert für Western Blot. Erkennt menschlichen und murinen ICOS-Liganden mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von ~33 kDa. Ideal für Studien zur T-Zell-Kostimulation und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD275 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	23308
GenID	23308
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 19-256 von menschlichem ICOSL (NP_056074.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O75144
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel