

Anti-Cd276/B7-H3 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q5Zpr3-2

Artikelnummer: CM0010374

Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-human/maus CD276/B7-H3 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Rekombinantes Immunogen (aa 29-245). Reagiert mit dem kostimulatorischen Molekül B7-H3. Geeignet für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human/Maus CD276/B7-H3 mAk
Bemerkungen/Alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; CD276 Antigen
Spezies	Human
GeneID (Human)	80381
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-245 von humanem CD276/B7-H3 (NP_079516.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5ZPR3-2
Proteingewicht	33kDa/52kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel