

Anti-Cd276/B7-H3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3

Artikelnummer: CM0021141

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD276/B7-H3 (B7-H3, B7RP-2, 4Ig-B7-H3) für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt ein 57 kDa Membranprotein, das an der Immunregulation von T-Zellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD276/B7-H3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276/B7-H3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80381
GenID	80381
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 29-245 von humanem CD276/B7-H3 (NP_079516.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5ZPR3
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel