


Anti-Cd28 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P10747

Artikelnummer: CM0002743



Einführung

CD28 Kaninchen-mAb validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten CD28; ~25 kDa. Essentielles Werkzeug für T-Zell-Kostimulation und Immuncheckpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD28 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Tp44; CD28
Spezies	Human
GeneID (Human)	940
GeneID	940
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD28 Vollständige Länge (P10747).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10747
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel