

Anti-Cd298/Atp1B3 Kaninchen-Polymab® Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P54709

Artikelnummer: CM0002410

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CD298/ATP1B3, eine Natrium/Kalium-transportierende ATPase-Untereinheit Beta-3. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Membrantransportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD298/ATP1B3 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	483
GenID	483
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 180-279 von menschlichem ATP1B3 (P54709) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54709
Proteingewicht	22kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel