

Anti-Cd2Bp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95400

Artikelnummer: CM0017508



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CD2BP2 (U5-52K) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Beteiligt am prä-mRNA-Spleißen, geeignet für Studien zur Spliceosomen-Assembly und U5-snRNP-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD2BP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10421
GenID	10421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-341 von humanem CD2BP2 (NP_006101.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95400
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeuteln