

Anti-Cd3 Epsilon Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Artikelnummer: CM0006537



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die humane CD3 epsilon-Kette (T3E/TCRE), validiert für WB, IF-P, IHC-P, FC und ELISA. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Aktivierung und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	916
Gen-ID	916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-126 des humanen CD3 (NP_000724.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche