

Anti-Cd3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0009746



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der die CD3-Epsilon-Kette (23 kDa) von menschlichen, Cynomolgus- und Rhesus-T-Zellen anzielt. Entwickelt für die Durchflusszytometrie ermöglicht er die Immunphänotypisierung und Studien zur T-Zell-Aktivierung in der Grundlagenforschung und der diagnostischen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	916
Gen-ID	916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-126 von menschlichem CD3 (NP_000724.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel