


Anti-Cd30-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P28908

Artikelnummer: CM0002424



Einführung

Hochwertiger kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes CD30 (TNFRSF8). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA. Ideal für die Lymphomforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD30-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Spezies	Human
GeneID (Human)	943
GeneID	943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-379 von humanem CD30 (NP_001234.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P28908
Proteingewicht	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Versand	Eisbeutel