


Anti-Cd300A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugn4

Artikelnummer: CM0017941



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD300A, validiert für WB und ELISA. Zielt auf einen 33 kDa inhibitorischen Rezeptor auf NK-Zellen, T-Zellen und Mastzellen ab. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD300A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11314
Gen-ID	11314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 18-180 von humanem CD300A (NP_009192.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UGN4
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel