


Monoklonaler Anti-Cd300A/C-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q9Ugn4/Q08708

Artikelnummer: CM0008811



Einführung

Mit konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300a/c für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Profilierung von Immunzellen und funktionelle Untersuchungen dieser Familie inhibitorischer Rezeptoren. Für die FC-Anwendung validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD300 a/c mAb
Bemerkungen/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11314/10871
Gen-ID	11314/10871
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-178 des humanen CD300 a (NP_009192.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku