


Anti-Cd300C Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08708

Artikelnummer: CM0012957



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf humanes CD300C (CMRF35-ähnliches Molekül 6) abzielt. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD300C Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10871
Gen-ID	10871
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08708
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eispackung