


Anti-Cd300C Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - Q08708

Artikelnummer: CM0004126



Einführung

Humane CD300C Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für IF/ICC, Durchflusszytometrie und ELISA. Rekombinantes Immunogen, das die extrazelluläre Domäne (AA 21-183) umfasst. Erkennt CD300C, einen Immunrezeptor von Leukozyten, exprimiert auf Monozyten, Neutrophilen, T- und B-Zellen. Ideal für immunologische Forschung und diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD300C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10871
GenID	10871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-183 des humanen CD300C (NP_006669.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q08708
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel