

Anti-Cd300Lb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - A8K4G0

Artikelnummer: CM0020451

Einführung

Re kombinantes immunogenbasiertes CD300LB Kaninchen-polyklonales Antikörper für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CD300LB, ein aktivierender Immunrezeptor auf myeloischen Zellen. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD300LB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	124599
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-201 von menschlichem CD300LB (NP_777552.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	A8K4G0
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel