

Anti-Cd301/Clec10A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iun9

Artikelnummer: CM0016849



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CD301/CLEC10A, einen C-Typ-Lektinrezeptor, der Glykane mit GalNAc-Endgruppen erkennt. Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Mensch und Maus und unterstützt die immunologische sowie onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD301/CLEC10A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10462
GeneID	10462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-180 des humanen CD301/CLEC10A (NP_878910.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IUN9
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku