


Anti-Cd304/Neuropilin-1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Artikelnummer: CM0004214



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen Maus-CD304/Neuropilin-1 gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu kardiovaskulärer Entwicklung, Angiogenese und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD304/Neuropilin-1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	8829
Gen-ID	18186
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-856 von Maus-CD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P97333
Proteinmolekulargewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel