

Anti-Cd304/Neuropilin-1 Kaninchen Polymab® Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Artikelnummer: CM0012433



Einführung

Kaninchen monoklonaler Neuropilin-1 Antikörper (PolymAb®), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-NRP1. Ideal für die Untersuchung von Angiogenese, neuronaler Entwicklung und kardiovaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD304/Neuropilin-1 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8829
GenID	18186
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P97333
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel