

Anti-Cd305/Lair1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q6Gtx8

Artikelnummer: CM0004765



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen den humanen leukozytenassoziierten immunoglobulin-ähnlichen Rezeptor 1 (LAIR1/CD305). Validiert für WB, FC, ELISA. Ideal für Studien zu Immunrezeptor-Signalgebung und der Funktion von NK-/T-/B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD305/LAIR1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	LAIR1; CD305; LAIR-1; leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1; CD305/LAIR1
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	3903
GenID	3903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-163 des humanen CD305/LAIR1 entspricht (NP_002278.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6GTX8
Proteingewicht	23 kDa/29 kDa/31 kDa
Versand	Eisbeutel