

Anti-Cd307B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q96La5

Artikelnummer: CM0011662

Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD307b (FCRL2), ideal für WB, IF/ICC, FC und ELISA-Anwendungen in der B-Zellentwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD307b Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79368
GenID	79368
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-395 von humanem CD307b (NP_110391.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96LA5
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel