

Anti-Cd31 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q3Swt0

Artikelnummer: CM0004212

Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Ratte CD31 Antikörper, -Konjugat, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Thrombozyten-Endothelzell-Adhäsionsmolekül (PECAM1) für die Leukozytenmigrations- und Endotheladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ratte CD31 mAk
Bemerkungen/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Spezies	Ratte
Gen-ID (Human)	5175
Gen-ID	29583
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-585 von Ratten-CD31 (NP_113779.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q3SWT0
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel