

Anti-Cd31-(Pecam1)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q3Swt0

Artikelnummer: CM0006035

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD31/PECAM1 der Ratte, für die Durchflusszytometrie mit ABflo 594 markiert. Für die Kreuzreaktivität mit Ratten validiert. Ideal zur Untersuchung der transendothelialen Migration von Leukozyten und der Adhäsion von Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Ratte-CD31-mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	5175
GeneID	29583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-585 von CD31 der Ratte (NP_113779.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q3SWT0
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku