


Anti-Cd317 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q8R2Q8

Artikelnummer: CM0021904



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Maus-CD317/Bst2 (Knochenmarkstromales Antigen 2) für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Untersuchung der angeborenen antiviralen Immunität und viraler Restriktionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD317 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Spezies	Maus
GenID	69550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 55-152 von Maus-CD317 enthält (NP_932763.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Q8
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eisbeutel