

Anti-Cd317/Bst2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q10589

Artikelnummer: CM0006039



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes CD317/BST2 (Tetherin/HM1.24), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zu antiviralen Restriktionsfaktoren und multiplem Myelom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD317/BST2 mAk
Bemerkungen/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	684
GenID	684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 49-160 von humanem CD317/BST2 (NP_004326.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10589
Proteinmasse	18 kDa/19 kDa
Versand	Eisbeutel