

Anti-Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper (Apc/Cyanine7) Für Durchflusszytometrie - Q08481

Artikelnummer: CM0006103

Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus/Ratte CD31/PECAM1 gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Endothelzelladhäsion, der Leukozyten-Transmigration und der Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus/Ratte CD31/PECAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5175
Gen-ID	18613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31 (NP_001292086.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mmaus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteingewicht	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel