

## Anti-Cd31/Pecam1-Monoklonaler Antikörper (Biotin) Für Fc - Q08481

Artikelnummer: CM0008253

### Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD31/PECAM1 von Maus/Ratte für die Durchflusszytometrie. Validiert in Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Endothelzelladhäsion, der Transmigration von Leukozyten und der Thrombozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Biotin-kaninchen-anti-Maus/Ratte-CD31/PECAM1-mAb                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | Cd31; Pecam; PECAM-1                                                                                                      |
| Art               | Maus                                                                                                                      |
| GeneID (Mensch)   | 5175                                                                                                                      |
| GeneID            | 18613                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-220 von CD31 der Maus (NP_001292086.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | Q08481                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 69 kDa/77 kDa/80 kDa/81 kDa                                                                                               |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                  |