

Anti-Cd31/Pecam1 Maus Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16284

Artikelnummer: CM0004743



Einführung

Monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD31/PECAM1 gerichtet ist, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für Studien zur Endothelzelladhäsion, Leukozytenmigration und Gefäßbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD31/PECAM1 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5175
Gen-ID	5175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 630-738 von CD31/PECAM1 (NP_000433.4) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16284
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel