

Anti-Cd31/Pecam1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08481

Artikelnummer: CM0026968

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen CD31/PECAM1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt Maus-, Human- und Ratten-PECAM1, ein kritisches endotheliales Adhäsionsmolekül für die Leukozytenmigration und Angiogenese. Ideal für Untersuchungen zur vaskulären Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD31/PECAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1; CD31/PECAM1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	5175
Gen-ID (Maus)	18613
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 630-738 von CD31/PECAM1 (NP_000433.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel