

Anti-Cd31/Pecam1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P16284

Artikelnummer: CM0002930



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD31/PECAM1, validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CD31. Geeignet für Studien zu Endothelzelladhäsion, Leukozyten-Transmigration und Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD31/PECAM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5175
Gen-ID	5175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 630-738 von CD31/PECAM1 (NP_000433.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16284
Protein-Gewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel