

Anti-Cd31/Pecam1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P - P16284

Artikelnummer: CM0014836



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD31/PECAM1, geeignet für Western-Blot, Paraffin-Immunfluoreszenz und Immunhistochemie. Reagiert mit humanen und murinen Proben und unterstützt Untersuchungen zur Leukozytenmigration, zu endothelialen Verbindungen und zu entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD31/PECAM1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID	5175
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16284
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku