


Anti-Cd320 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npf0

Artikelnummer: CM0025332



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen CD320 (TCbIR/8D6-Antigen), validiert für WB und ELISA in menschlichen und murinen Proben. Geeignet für die Untersuchung der B-Zell-Differenzierung, -Proliferation und der Cobalamin-Aufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD320 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
Spezies	Mensch
Gen-ID	51293
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 36-229 von humanem CD320 (NP_057663.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NPF0
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel