


Anti-Cd324/E-Cadherin-Kaninchen-Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09803

Artikelnummer: CM0009780



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD324/E-Cadherin (UM, UVO, Ecad, ARC-1, E-cad, L-CAM). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA in Maus- und Rattenproben. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 98 kDa. UniProt: P09803.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD324/E-Cadherin-Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Art	Maus
GeneID (Mensch)	999
GeneID	12550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 157-369 des murinen CD324/E-Cadherins (NP_033994.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P09803
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Kühlakku